


transcodent™ Dental Needles


German engineered products for comfort and safety



- Painless Steel™ Dental Injektionskanülen
- Luminject™ Dental Injektionskanülen
- Injektionskanülen
- Intraligamentalia™
- Absaugkanülen
- Endo Absaugkanülen
- Endo Irrigation Needles
- Endo Spülkanülen
- Pastenkanülen

Zylinderampullen

- Kunststoffsockel mit Anschlussmarkierung für Zylinderampullenspritzen
- Silikonisiertes Kanülenrohr
- 30 G geeignet zur intraligamentären Anästhesie
- Einfaches Aufschauben der Kanüle durch exakt geschnittenes Gewinde
- Steril (EO)



Painless Steel™ Dental Injektionskanülen

Zylinderampullen


Größen: G 25 / 0.5 mm, G 27 / 0.4 mm, G 30 / 0.3 mm
 Farben: rot, gelb, grün
 VE: 100 Stück



Mehr Durchfluss durch größeres Lumen

Zylinderampullen

- Geeignet zur intraligamentären Anästhesie, Oberkiefer-, Unterkiefer- und Frontzahnbereich
- Noch mehr Durchfluss durch größeres Lumen
- Thin Wall
- Luer Lock
- Luer Lock Anschluss für Einmalspritzen



Luminject™ Dental Injektionskanülen

Zylinderampullen Thin Wall

Größen: G 27 / 0.4 mm, G 30 / 0.3 mm, 0.26 mm, 0.28 mm
 Farben: grau, gelb, violett, rot
 VE: 100 Stück

Injektionskanülen

Luer / Luer Lock


Größen: G 25 / 0.5 mm, G 27 / 0.4 mm, G 30 / 0.3 mm
 Farben: rot, grau, gelb
 VE: 100 Stück

- Zylinderampullenspritze für die intraligamentäre und intraseptale Lokalnästhesie
- Hochwertiger Edelstahl, autoklavierbar & sterilisierbar
- Einzelzahnästhesie für ca. 30 Min., mehrere Quadranten bei gleicher Behandlung möglich
- Komfortable und präzise Dosierung: ≈ 0,06 mL pro Klick
- Druckbegrenzung



Intraligamentalia™

Garantie: 2 Jahre
 Material: Edelstahl
 VE: 1 Stück




transcodent™ Dental Needles




Leicht biegsam.
Weichgeglühter Stahl.

- Weichgeglühtes Kanülenrohr
- Leicht biegsam
- Für die Absaugung an schwer zugänglichen Stellen z.B. bei endodontischen oder chirurgischen Eingriffen

* TW (Thin Wall) Kanüle



- Apikale seitliche Öffnung
- Für die Absaugung in Apex-Nähe
- 4 Laser-Markierungen



Absaugkanülen

Luer Lock
Größen: G 14 / 2.1 mm, G 16 / 1.6 mm, G 18 / 1.2 mm, G 20 / 0.9 mm
Farben: grün, weiß, pink, gelb
VE: 100 Stück

Endo Absaugkanülen

Luer Lock
Größen: G 27 / 0.4 mm, G 30 / 0.3 mm
Farben: gelb, grau
VE: 100 Stück

- Spülung des Wurzelkanals über die ganze Länge
- Luer Lock Sockel, einzeln verpackt
- Thin Wall – besonders dünnwandiges Kanülenrohr für mehr Flexibilität
- Steril (EO)



2 seitliche Öffnungen

- Das Original: Spülkanüle mit 2 seitlichen Öffnungen
- Seitliche Öffnungen und abgerundetes, geschlossenes Ende schützen vor einer Spülung über den Apex hinaus Single Side Vent
- Seitliche Öffnung und abgerundetes Ende schützen vor einer Spülung über den Apex hinaus



Endo Irrigation Needles

Luer Lock Thin Wall
Größe: G 23 / 0.6 mm, G 25 / 0.5 mm, G 27 / 0.4 mm, G 30 / 0.3 mm, G 31 / 0.28 mm
Farben: blau, rot, grau, gelb, rosa
VE: 25 Stück

Luer Lock Thin Wall
Größen: G 25 / 0.5 mm / G 30 / 0.3 mm
Farben: rot, gelb
VE: 25 Stück

Luer Lock

- Spülung von Zahnfleischtaschen und Wurzelkanal
- Für Luer und Luer Lock Spritzen geeignet
- Geeignet für Einmalspritzen
- Steril (EO)



- Rounded tip: abgerundete Ränder für die Anwendung in den Zahntaschen
- Steril EO

Zylinderampullen

- Mit Kunststoffsockel
- Passend für gängige Zylinderampullenspritzen
- Leicht biegsam

Luer Lock

- Für Luer und Luer Lock Einmalspritzen geeignet



Endo Spülkanülen

Luer / Luer Lock
Größen: G 25 / 0.5 mm, G 27 / 0.4 mm, G 30 / 0.3 mm
Farben: gelb, blau, grün
VE: 100 Stück

Pastenkanülen

Zylinderampullen
Größen: G 20 / 0.9 mm, G 21 / 0.8 mm, G 23 / 0.6 mm
Farben: rot, grün, blau
VE: 100 Stück

Luer / Luer Lock
Größen: G 20 / 0.9 mm, G 23 / 0.6 mm,
Farben: rot, gelb, blau
VE: 100 Stück

Artikel Bezeichnung: z. B. (0.5 x 42 mm 162071)
(Durchmesser x Länge mm Artikel Nr.)



medmix Deutschland GmbH | Zum Kesselort 53 | 24149 Kiel | Germany www.medmix.swiss

Rechtlicher Hinweis: Bei dieser Broschüre handelt es sich um eine allgemeine Präsentation. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen werden als korrekt und zuverlässig erachtet, sind aber nicht als Gewährleistung oder Garantie auszulegen. Wir lehnen jede Haftung und Entschädigung ab für Auswirkungen, die sich aus deren Anwendung ergeben. Bitte kontaktieren Sie uns, um eine Beschreibung der mit unseren Produkten angebotenen Gewährleistungen und Garantien zu erhalten. Gebrauchs- und Sicherheitshinweise werden gesondert bereitgestellt. Alle hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. transcodent, Luminject und Painless Steel, Intraligamentalia sind eingetragene Warenzeichen der medmix Switzerland AG. medmix ist ein eingetragenes Warenzeichen der medmix AG. © medmix Switzerland AG 2023. Alle Rechte vorbehalten.



DENTAL