

# ZerofloX™

O MAIS NOVO MICROAPLICADOR  
QUE NÃO SOLTA FIBRAS.

ZERO IS  
HERO



 medmix

DENTAL





# Se você está buscando algo que não comprometa a qualidade final de seu trabalho – você acabou de encontrar

ZerofloX™ representa um novo conceito de microaplicador quando comparado aos microaplicadores convencionais. Livre de fibras, com cerdas flexíveis, mais ergonômico e com dois pontos de curvatura, proporcionando maior precisão e facilidade na aplicação.

Conheça o ZerofloX. O mais novo microaplicador que não solta fibras.



Ponta  
macia e flexível.




Dois pontos de  
curvatura



Superfície ondulada  
facilitando a apreensão  
do instrumento



Haste  
triangular



Possibilidade de  
customização  
de cores


Não solta fibras,  
pois as cerdas são  
confeccionadas com  
material elastomérico.

## 1 ZERO FIBRA

**ZerofloX™ é LIVRE DE FIBRAS.** Suas cerdas são confeccionadas com material elastomérico, ao contrário dos microaplicadores convencionais cujas fibras são fixadas à haste por meio de adesivo, podendo se desprender durante o procedimento clínico e permanecer retida no interior da restauração.\*

**Os resultados com ZerofloX não são apenas bons, são simplesmente perfeitos.**

\* Journal of Dentistry, Vol. 127, Dec. 2022, 104320  
<https://doi.org/10.1016/j.jdent.2022.104320>




Procedimento clínico mostrando o desprendimento de fibras durante a confecção da restauração quando um microaplicador convencional foi utilizado.  
Foto Prof. Fabio M. Salomão DDS, MsC, PhD, Brasil.

## 3 ZERO DESPÉRDÍCIO

**ZerofloX é EFICIENTE.** Por apresentar cerdas elastoméricas que não absorvem volume excessivo de material, são capazes de transportar a quantidade suficiente de adesivo sem que haja perda por gotejamento no trajeto até a cavidade e nem depósito de excesso de material no interior da mesma.

**Com sua eficiência otimizada, ZerofloX reduz o desperdício de material proporcionando mais economia a cada aplicação.**



## 2 ZERO PROBLEMA

**ZerofloX é PRECISO.** Suas cerdas são macias e flexíveis apresentando dois pontos de curvatura na haste, o que permite atingir regiões estreitas e de difícil acesso. Possui ainda formato do cabo triangular o que torna a empunhadura mais firme e ergonômica.

**O procedimento se torna simples e preciso.**



Foto gentilmente cedida pelo Prof. Fabio M. Salomão DDS, MsC, PhD, Brasil.

## 4 ZERO CONFUSÃO

**ZerofloX é UNIVERSAL.** É flexível sem se deformar, apresenta tamanho único da ponta aplicadora podendo ser utilizado em vários procedimentos clínicos e com diversos materiais.

**Um único tamanho para as mais diversas aplicações!**



ZerofloX posicionado no interior do canal radicular de um dente extraído. Foto gentilmente cedida pelo Prof. Fabio M. Salomão DDS, MsC, PhD, Brasil.

# ZERO IS HERO

Não arrisque nem comprometa qualidade e eficiência do seu trabalho. ZerofloX™ é sua chance de deixar os microaplicadores convencionais para trás.

Entre em contato conosco para receber amostras do ZerofloX.

## O que dizem os especialistas



"A ausência de fibras, pelo fato das cerdas serem injetadas em bloco único com material elastomérico, o ZerofloX tem potencial para se tornar o futuro microaplicadores padrão ouro em odontologia adesiva estética."

Prof. Dr. Ivo Krejci, Suíça



"O micro-aplicador ZerofloX oferece vantagens significativas em comparação aos micro-aplicadores convencionais com cerdas devido ao design ergonômico da ponta tipo "escova", propiciando um fácil acesso e aplicação em qualquer cavidade/ superfície dental sem a perda das cerdas tipo fibras de cabelo."

Prof. Fabio M. Salomão  
Universidade Estadual de Londrina  
São Paulo, Brasil



"O ZerofloX se diferencia de todos os microaplicadores existentes no mercado e pode ser considerado uma quebra de paradigma. Durante o uso clínico percebe-se maior conforto para o paciente na aplicação de produtos intra bucais. O ZerofloX proporciona melhor molhabilidade da superfície, maior durabilidade, permitindo repetir o uso em mais de um dente ou restauração, eliminando a necessidade de usar mais de um microaplicador por paciente. Isso impacta na economia do procedimento e reduz drasticamente o número de aplicadores descartáveis na rotina clínica."

Prof. Paulo Vinícius Soares, DDS, MS, PhD,  
Brasil

medmix Switzerland AG  
Ruetistrasse 7  
9469 Haag, Switzerland  
P +41 81 414 70 00  
www.medmix.swiss



Aviso Legal: Este catálogo é uma apresentação geral. As informações contidas neste material são precisas e confiáveis, mas não devem ser interpretadas como garantia de desempenho. Não assumimos responsabilidade ou indenização pelos efeitos resultantes de sua aplicação. Entre em contato conosco para informações mais detalhadas sobre nossos produtos. As instruções de uso e segurança serão fornecidas separadamente. Todas informações aqui contidas estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. medmix Switzerland AG 2023.